



# ...in einer Notsituation



Der Escape-Chair® ist eine unentbehrliche Lösung für den Personentransport über Treppen in Notsituationen.

Dies gilt insbesondere bei:

- Feuer- oder Rauchalarm
- Bombenalarm
- Stromausfall
- Technischer Störung des Aufzuges

## Vorteile

- Durch eine Person bedienbar
- Innerhalb von Sekunden einsatzbereit
- Kein Versperren des Fluchtweges
- Man bestimmt selbst die Gleitgeschwindigkeit
- Ermöglicht eine fließende Räumung
- Paßt in jeden Sicherheitsplan



### ABDECKHÜLLE

Hitzebeständige Abdeckhülle zum Schutz des Escape-Chair®



### NAMENSSCHILD

nachleuchtendes Namensschild DIN 67510



### SITZERHÖHUNG

Sitzerhöhung, um Personen, die aufgrund ihrer Behinderung gerade sitzen müssen, mit dem Escape-Chair® zu transportieren.



### ESCAPE STRETCHER®

Biegsame Mini-Trage, um Personen vom Boden oder aus dem Bett direkt in den Escape-Chair® zu heben.



member of the van Leeuwen Holding

Postfach 1522  
 D-52139 Würselen  
 T: +49 (0)2405 60170  
 F: +49 (0)2405 601717  
 E info@escape-mobility.com  
 W www.escape-mobility.com

# Der Stuhl





# Der Stuhl der Leben rettet

Jeder nutzt täglich den Aufzug, bedenkt aber nicht, dass, wenn der Aufzug ausfällt oder nicht mehr genutzt werden kann oder darf (z.B. bei einem Feuer) alle Anwesenden das Gebäude übers Treppenhaus verlassen müssen. Die Praxis zeigt aber, dass nicht jeder hierzu in der Lage ist. Auch wenn bereits ein guter Evakuierungsplan vorhanden ist, kann bei einer Evakuierung ein Teil der im Gebäude anwesenden Personen ein potentielles Risiko darstellen.

## ESCAPE CHAIR MOBILITY COMPANY

Mit dem Escape-Chair braucht man nur einen Retter, um eine hilfsbedürftige Person über Treppen in Sicherheit zu bringen. Dieser Evakuierungsstuhl ist einfach im Gebrauch und führt zu keinem Rückstau auf der Treppe. Die Fluchtgeschwindigkeit können Sie selber bestimmen. Der Escape-Chair ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wodurch für jedes Unternehmen und für jede Situation eine auf Maß geschneiderte Lösung geboten werden kann.

## ESCAPE TRAINING MOBILITY COMPANY

Wir erteilen Schulungen in die Bedienung unserer Evakuierungshilfsmittel.

## ESCAPE ANALYSIS MOBILITY COMPANY

Vor Ort führen wir eine Gebäude- und Evakuierungsanalyse durch. Hierbei machen wir eine Bestandsaufnahme der Fluchtwege und der Fluchtwegpläne sowie der dort befindlichen Erste Hilfe- und Evakuierungshilfsmittel.

## ESCAPE MAINTENANCE MOBILITY COMPANY

Um Ihnen die Sicherheit zu geben, dass Sie zu allen Zeiten einen einsatzbereiten Escape-Chair® im Hause haben, versehen wir Sie mit einer Kontrollliste, anhand derer Sie den Escape-Chair® auf einige Punkte hin durchchecken können. Sollte sich dabei herausstellen, dass der Austausch der Gleitriemen notwendig ist, senden wir Ihnen gerne einmalig eine kostenlose selbstaustauschbare Gleitriemenkassette zu.

## COMFORT

### Technische Daten

- Gewicht: 13,35 kg
- Traglast: 136 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
  - Höhe 120 cm
  - Breite 57 cm
  - Tiefe 21 cm
- ausziehbarer auf zwei Höhen verstellbarer Bügel
- Antirutschbelag auf dem Griffbügel
- doppelte ergonomische Rückenunterstützung (-Lehne)
- Austauschbare Gleitriemenkassette
- Gepolsterte Kopfstütze
- Armlehnen
- Fußstütze



## STANDARDPLUS

### Technische Daten

- Gewicht: 11,2 kg
- Traglast: 136 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
  - Höhe 120 cm
  - Breite 51 cm
  - Tiefe 21 cm
- ausziehbarer auf zwei Höhen verstellbarer Bügel
- Antirutschbelag auf dem Griffbügel
- doppelte ergonomische Rückenunterstützung (-Lehne)
- Austauschbare Gleitriemenkassette
- Gepolsterte Kopfstütze



## STANDARD

### Technische Daten

- Gewicht: 10 kg
- Traglast: 136 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
  - Höhe 102 cm
  - Breite 51 cm
  - Tiefe 18 cm
- ausziehbarer Standard Bügel
- einzelne Rückenunterstützung (-Lehne)
- Austauschbare Gleitriemenkassette



## Tragebügel

In den meisten Situationen führt der Fluchtweg von oben nach unten. Es können jedoch außergewöhnliche Umstände dazu führen, daß der Fluchtweg nach oben führt. In diesen Situationen kann es notwendig sein, die Evakuierungsstühle auch als Tragestuhl einzusetzen. Der Escape-Chair® Tragebügel ist sowohl oben als auch unten mit Tragebügeln ausgestattet und kann dadurch mit Hilfe von nur zwei Helfern auch auf diese Weise eingesetzt werden.



### WIE BREMST DER STUHL?

Sein einzigartiges Gleit-/Bremsssystem sorgt für eine optimale Bremswirkung auf jeder Treppenart, von Holz bis hin zu Beton. Diese Bremswirkung wird erzielt durch das Zusammenwirken des Gewichtes der zu transportierenden Person mit dem Druck, der durch den Bediener auf den Griffbügel in Richtung Stufen ausgeübt wird.

## 6 JAHRE GARANTIE

Auf Grund des Einsatzes von qualitativ hochwertigen Materialien gewähren wir eine Garantie von 6 Jahren.

**Dies bedeutet, dass während dieser 6 Jahre keine weiteren Kosten für Wartungen anfallen.**

Technische und/oder optische Änderungen vorbehalten.

