



Pressebericht

Zuverlässige Ejektorabsaugung in der Pathologie - dauerhaft sichere Einhaltung des MAK-Wertes

Die Weiss GWE GmbH, mit Hauptsitz im niedersächsischen Hude, ist als ein leistungsfähiger, innovativer Hersteller und Anbieter von Anlagen zur Schadstofferfassung und - absaugung bekannt.

Weiss GWE präsentiert u. a. den WIBOjekt-Arbeitsplatz für sichereres und wirtschaftlicheres Arbeiten in der Pathologie. Das Luftführungsprinzip WIBOjekt baut einen stabilen Reinluftschleier durch speziell geformte und angeordnete Ejektoren auf.

Amtliche Untersuchungen haben ergeben, dass die dauerhaft sichere Einhaltung des MAK-/TRK-Wertes nach TRGS 402 bei dem WIBOjekt-Arbeitstisch gewährleistet ist.

In Verbindung mit Stabilisatoren erzielt die Ejektorwirkung eine optimale Erfassung von Schadstoffen wie Formaldehyd, Xylol u. a. und führt sie sicher der Abluft zu.

Ob in den pathologischen und histologischen Abteilungen von Unis, Kliniken, Laboren, Forschungs- und Veterinär-Instituten oder in der Gerichtsmedizin - der Reinluftschleier stellt den zuverlässigen Personen- und Raumschutz sicher und bleibt selbst beim Durchgreifen der arbeitenden Person stabil.





2/3

Da nur eine leichte, jedoch gezielte, zugfreie Luftströmung durch

den WIBOjekt-Reinluftschleier gegeben ist, wird ein Austrocknen

der Gewebe- und Zellproben verhindert.

Neben der optimalen Erfassung der Schadstoffe legt Weiss GWE

besonderen Wert auf ergonomisch und praxisnah konzipierte

Anlagen.

Die Gewebesäfte der Proben dürfen nicht in die Lüftungsschlitze

gelangen – dies verhindert eine ca. 15 mm tiefer gelegte Wanne

für den Zuschneidebereich. Runde Ecken und glatte Oberflächen

sorgen für eine zuverlässige und bakteriologisch gute

Reinigbarkeit.

Für Einfärbungen, Einbettungen und mikroskopische

Untersuchungen bietet sich die WIBOjekt-Pathologie-Box an.

Diese ist leicht und problemlos auf eine vorhandene Arbeitsfläche

zu installieren. Sowohl der Pathologie-Tisch als auch die -Box

individuell und dem Einsatz entsprechend mit


umfangreichem Zubehör ausgestattet werden.

Weiss GWE GmbH Wiechmannsallee 3 27798 Hude Deutschland

Fax: +49 (0)4484 189-189 Internet: www.gwe.de e-mail: contact@gwe.de

Tel.: +49 (0)4484 189-0

Zuverlässige Ejektorabsaugung in der Pathologie - dauerhaft sichere Einhaltung des MAK-Wertes



Weiss GWE GmbH Wiechmannsallee 3 27798 Hude Deutschland Tel.: +49 (0)4484 189-0 Fax: +49 (0)4484 189-189 Internet: www.gwe.de e-mail: contact@gwe.de