

EVAPOCLEAN™

Säure und Lösungsmittel-Eindampfung
für die Ultra-Spurenanalyse

Säure und Lösungsmittel-Reinigung

Probenaufschluss

Reinigung von Gefäßen



Modell 6p25

Modell

3p25

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 3 / 6
Vials-Volumen / -Durchmesser 7, 15, 22, 30, 60 mL / 29mm

6p25

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 6 / 12
Vials-Volumen / -Durchmesser 7, 15, 22, 30, 60 mL / 29mm

12p25

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 12 / 24
Vials-Volumen / -Durchmesser 7, 15, 22, 30, 60 mL / 29mm

3p125

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 6 / 6
Vials-Volumen / -Durchmesser 60, 90, 180 mL / 49mm

6p125

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 6 / 12
Vials-Volumen / -Durchmesser 60, 90, 180 mL / 49mm

12p125

Eindampf- / Reinigungs-Positionen: 12 / 24
Vials-Volumen / -Durchmesser 60, 90, 180 mL / 49mm