


Labormischer Typ HTL

- Einsatzgebiet:** Pulver- und Suspensionsmischungen
Trocknung feuchter Produkte
Granulierung von Pulvern Flüssigkeiten
- Ausführungsvarianten:** Lebensmittel-, Pharma- und Umweltausführung
- Bruttovolumen in Liter:** 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l
- Nutzvolumen in Liter:** 0,3 – 2,4 l, 1 – 4 l, 2 – 8 l, 4 – 16 l, 8 – 24 l
- Ausführung:** Beschickung / Entleerung über Trommeldrehung um 180 °
Trommel zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar
Mischwerk Drehzahl regelbar von 0 – 350 min⁻¹
Abdichtung Stopfbuchse / Wellendichtring / GLR
Werkstoff Edelstahl 1.4301 / 1-4571
- Optional:** Messerkopf (zum Spalten von Agglomeraten)
Doppelmantel zum Heizen oder Kühlen
Ausführung in Ex-Schutz
Druck- und vakuumdicht –1/+5 bar
Untergestell verfahrbar auf Rollen
Flüssigkeitszugabestutzen






Frontklappe geöffnet



Innenansicht Mischtrommel
mit optionalem Messerkopf




Handhebelbetätigung



Mischtrommel in Entleerposition



Drehzahlverstellung und
Mischzeiteinstellung



Standardabmessungen
(nur zur groben Orientierung)